

CL SERIES LABORATORY BOTTLE WASHING MACHINE
CL系列实验室洗瓶机

CL-1080 / CL-1090

CI系列实验室洗瓶机是专门为清洁常规玻璃器皿而设计的，使清洗工作节约化，规范化，更为实验提供可靠高效的清洗保证。适用于各种实验器皿（试管、移液管、培养皿、锥形瓶、容量瓶、烧杯等）的清洗、消毒和干燥，广泛应用于化工、制药、食品、生物和医疗等领域，同时还提供各种清洗篮和配件，能够满足不同客户群体的需求。



完美的功能

控制系统—微电脑控制技术（终身免费升级）；
电子安全锁，机械保险装置
溢水保护—确保实验室的安全；
漏电保护—确保实验室人员和用电安全；
RS232接口—可以为用户记录完整的程序参数。
FDA制药，IQ\OQ\PQ认证，打印记录



CL-1080(卧式)

FEATURES/ 产品特点/

- | 采用304级刷面不锈钢外壳，316L级不锈钢内胆，具有优越的防腐蚀性能。
- | 底部装有万向脚轮，移动方便。
- | 全彩高清触摸屏设计，可靠的人机操作界面，操作简单便捷
- | 电子安全锁设计，运行过程自动上锁，提高安全性能，避免人身伤害
- | 200L清洗空间，单次最多可清洗230个进样小瓶、50个1000ml容量瓶和172个移液管

控制系统：

- | 客户可自定义清洗程序，针对不同残留物设定不同清洗方案，使用人员可以调取相应方案，一键完成清洗过程
- | 配备232接口，可导入导出数据，系统升级

水循环系统：

- | 进口大功率循环泵，可以提供400L/min水循环的清洗能力；
- | 配置喷淋臂旋转速度感测器，确保水泵以正确的速度运行。如果喷臂转速异常，水泵将在过热之前被关闭，以防损坏机器；
- | 内置式高效软水器，利用氯化钠对树脂进行再生处理
- | 内置流量计，精确测量水量和清洗剂配比
- | 液体清洁剂和液体酸性中和剂由内置的蠕动泵自动进行配给，准确控制清洗剂用量。清洗剂用量可以根据用户的需求进行调节，具有清洗剂缺液提醒功能；



CL SERIES LABORATORY BOTTLE WASHING MACHINE
CL系列实验室洗瓶机

CL-1080 / CL-1090

CL系列实验室洗瓶机是专门为清洁常规玻璃器皿而设计的，使清洗工作节约化，规范化，更为实验提供可靠高效的清洗保证。适用于各种实验器皿（试管、移液管、培养皿、锥形瓶、容量瓶、烧杯等）的清洗、消毒和干燥，广泛应用于化工、制药、食品、生物和医疗等领域，同时还提供各种清洗篮和配件，能够满足不同客户群体的需求。



CL-1090(立式)


FEATURES/ 产品特点/

温控及过滤系统：

- | 5KW的最大使用功率，可以确保水循环温度迅速达到合适的清洗和漂清温度
- | 多级不锈钢过滤系统防止碎屑在清洗过程中进入再循环，保护内部元件
- | 进水管中的网状过滤器能提供额外的保护。

干燥系统：

- | 双重温度系统，可调清洗温度和漂洗温度
- | 压缩空气干燥系统能彻底的干燥玻璃器皿的内部和外部（空气通过注射式清洗篮架的喷嘴直达器皿内部）；
- | 该系统能够高效迅速的干燥玻璃器皿，并且能够在循环结束前冷却玻璃器皿，从而可以让用户安全地将玻璃器皿从洗瓶机中取出；
- | 高效蒸汽冷凝汽器：有效凝结清洗过程中产生的蒸汽，不增加室内的湿度



注射式清洗篮架系列
适用于细颈的实验室玻璃器皿
可清洗容量瓶、三角烧瓶、烧杯等窄口瓶和宽口瓶



混合清洗插架适用于移液管、试管、容量瓶、进样小瓶，168个喷淋器，移液管喷淋器12个，进样小瓶喷淋器120个，试管和容量瓶喷淋器36个



培养皿清洗篮架



固定片、固定夹

超级水循环系统

进口大功率循环泵，可以提供400L/min水循环的清洗能力；喷臂转速传感控制系统：喷淋臂旋转速度传感器，可确保水泵以正确的速度运行。如果喷臂转速异常，水泵将在过热之前被关闭，以防损坏机器；水处理系统-内置式高效软水器，利用氯化钠对树脂进行再生处理。



温控及过滤系统

最大使用功率：5KW，可以确保水循环温度迅速达到合适的清洗和漂清温度。
滤网：多级不锈钢过滤系统防止碎屑在清洗过程中进入再循环，从而保护了内部元件。进水电磁阀内置高分子材料过滤器。

TECHNICAL PARAMETERS/ 技术参数/

| 参 数 | CL-1080 (卧式) | CL-1090 (立式) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 电源要求 | | |
| 电 源 | 单相交流220V±10% | |
| 频 率 | 50HZ | |
| 加热功率 | 4KW | |
| 循环泵功率 | 900W | |
| 程 序 | | |
| 可自由编程的控制系统数量 | 79 | 79 |
| 出厂预制参数控制系统数量 | 18 | 18 |
| 仪器性能 | | |
| 进口循环泵 (最大流量) | 400L/min | 400L/min |
| 仪器内置纯水增压泵 | √ | √ |
| 洗涤剂分配器类型 | 蠕动泵 | 蠕动泵 |
| 洗涤剂装置 | 有 | 有 |
| 5L洗涤剂放置位置数量 | 4 | 4 |
| 清洗剂配给方式 | 蠕动泵 | |
| 仪器控制系统 | | |
| 控制面板 | 触摸屏 | 触摸屏 |
| 电子安全锁, 机械保险装置 | √ | √ |
| 进水流量控制系统 | √ | √ |
| 喷臂转速传感控制系统 | √ | √ |
| 清洗剂液量控制系统 | √ | √ |
| 过温保护 | √ | √ |
| 溢水保护 | √ | √ |
| 双重温度监控系统 | √ | √ |
| 打印机接口 | RS232 | RS232 |
| 数据打印 | 清洗执行参数 | 清洗执行参数 |
| 材 质 | | |
| 内 腔 | AISI 316L | AISI 316L |
| 钢 材 | AISI 304 | AISI 304 |
| 内腔隔热 | 热声材料 | 热声材料 |
| 干燥系统 | | |
| 干燥系统 | 管路注射式干燥系统 | |
| 风扇功率 | 0.3Kw | |
| 热风加热功率 | 3Kw | |
| 总连接功率 | 3.3Kw | |
| 空气流量 (m ³ /h) | 55 | |
| 温 度 | 0-120°C | |
| 时 间 | 0-120min | |
| 蒸汽冷凝器 | | |
| 类 型 | 双重喷淋热交换系统 | |
| 进水与排水类型 | | |
| 仪器自来水进水口 | 6分外丝 | 6分外丝 |
| 仪器纯水进水口 | 6分外丝 | 6分外丝 |
| 仪器排水管外径, 长度 | 24mm, 2m | 24mm, 2m |
| 尺 寸 | | |
| 外壳尺寸 | 76X98X110cm(长X宽X高) | 79X73X160cm(长X宽X高) |
| 内腔尺寸 | 55X55X65cm(长X宽X高) | 68X56X73cm(长X宽X高) |
| 内腔容积 | 192L | 275L |